

## Solución de limpieza de electrodo para enjuague, bolsita de 20 mL (25)

HI 70000P



## Descripción

Limpie la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos.

HANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones específicas y disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.

## Especificaciones

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Aplicación | enjuague              |
| Paquete    | bolsita de 20 mL (25) |

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica