

Solución de limpieza de electrodo para aceites y grasas, botella FDA de 500 mL

HI 8077L



Descripción

Limpie la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos.

ANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones específicas y

disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.

Especificaciones

Aplicación	aceites y grasas
Paquete	botella FDA de 500 mL

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica