

**Solución de almacenamiento de electrodo, botella FDA de 500 mL**

HI 80300L



## Descripción

Para minimizar las obstrucciones y asegurar tiempos rápidos de respuesta, mantenga siempre húmedos el bulbo de vidrio y la unión de su electrodo de pH.

## Especificaciones

<b>Descripción</b>	solución de almacenaje electrodo
<b>Paquete</b>	botella FDA de 500 mL

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica