

## Solución de almacenamiento de electrodo, botella FDA de 230 mL

HI 80300M



## Descripción

Para minimizar las obstrucciones y asegurar tiempos rápidos de respuesta, mantenga siempre húmedos el bulbo de vidrio

y la unión de su electrodo de pH.

## Especificaciones

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Descripción</b> | solución de almacenaje electrodo |
| <b>Paquete</b>     | botella FDA de 230 mL            |

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica