

## Solución electrolito, 1.7M KNO<sub>3</sub>, 0.7M KCl (4) botellas de 30 mL

HI 7075



## Descripción

El nivel de electrolitos en electrodos rellenables debe ser chequeado antes de realizar cualquier medida. Si el nivel es bajo, rellene con la solución apropiada de relleno para asegurar el rendimiento adecuado del electrodo.

Este simple mantenimiento ayuda a garantizar la precisión suficiente de la cabeza y promueve la eficiencia y precisión de sus electrodos rellenables.

Algunas soluciones de electrolitos también están disponibles en botellas compatibles con parámetros FDA

## Especificaciones

<b>Descripción</b>	solución electrolito, 1.7M KNO <sub>3</sub> , 0.7M KCl
<b>Paquete</b>	(4) botellas de 30 mL

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica