

Solución electrolito, 3.5M KCl + AgCl (4) botellas FDA de 30 mL

HI 8071



Descripción

El nivel de electrolitos en electrodos rellenables debe ser chequeado antes de realizar cualquier medida. Si el nivel es bajo, rellene con la solución apropiada de relleno para asegurar el rendimiento adecuado del electrodo.

Este simple mantenimiento ayuda a garantizar la precisión suficiente de la cabeza y promueve la eficiencia y precisión de sus electrodos rellenables.

Algunas soluciones de electrolitos también están disponibles en botellas compatibles con parámetros FDA

Especificaciones

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Descripción | solución electrolito, 3.5M KCl + AgCl |
| Paquete | (4) botellas FDA de 30 mL |

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica