

Solución de preparación de muestras del suelo, botella 230 mL

HI 7051M



Descripción

Las soluciones estándar ORP le permiten a los usuarios evaluar la precisión de los electrodos ORP. Por ejemplo, sumergiendo el electrodo en solución HI 7020, las lecturas deben caer dentro del rango de 200 a 275 mV (@20°C/ 68°F).

Si la lectura está por fuera del intervalo indicado, limpie y acondicione su electrodo ORP en solución de pre-tratamiento HANNA.

Especificaciones

| | |
|-------------------------|--|
| Descripción | HI 7051M solución de preparación de muestras del suelo |
| Tamaño | 230 mL |
| Certificado de análisis | - |

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica