

Electrodo ISE Yoduro combinación

HI 4111



Descripción

Electrodo ISE Yoduro combinación, estado sólido.

Recomendado para determinación de iones libres de yodo en muestras emulsificadas de alimentos (sales yodadas y para valoración de plantas)

Especificaciones

Parámetro	Yoduro
Tipo	combinación estado sólido
Rango de medida	1M a 1×10^{-7} M 127000 a 0.01 mg/L (ppm)
Rango óptimo pH	2 a 13
Rango de temperatura	0 a 80°C
Inclinación aproximada	-56
Cuerpo O.D.	12 mm
Longitud de inserción	120 mm

Material cuerpo	Pei
Cable	1 m coaxial
Conexión	BNC

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica