

Solución de Calibración de Conductividad 12880 $\mu\text{S/cm}$, botella 500 mL

HI 8030L



Descripción

La calibración adecuada del sistema de medición del sensor/instrumento asegurará que sus resultados sean precisos y repetibles. El uso de soluciones de calibración estándar es fundamental para la correcta calibración de un sistema de medición. Las soluciones de calibración de rangos de conductividad de HANNA han sido producidas para asegurar el máximo de efectividad para medidores de conductividad y sondas.

Especificaciones

| | |
|----------------|------------------------|
| Valor EC @25°C | 12880 $\mu\text{S/cm}$ |
| Tamaño | 500 mL |
| Empaque | 1 botella |
| Botella FDA | Si |
| Certificado | Si |

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica