

Reactivos Checker® de fósforo de alto rango (25 pruebas)

HI706-25



Descripción

Los **HI 706-25** son los reactivos de reemplazo para el **HI 706** Fósforo Alto Rango Checker® HC. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada botella para su trazabilidad.

Los HI706-25 son reactivos de alta calidad que vienen pre-medidos, lo que permite a los usuarios lograr mediciones rápidas y precisas con su Phosphorus High Range Checker® HC. Estos reactivos siguen el método de aminoácidos en el que la reacción entre el fósforo y los reactivos provoca un tinte azul en la muestra. Con solo agregar 10 gotas del primer reactivo a la muestra, seguido por el paquete del juego de reactivos HI706-25, se producirá la reacción y el HI706 determinará la concentración a partir del color que se produce. Los resultados se mostrarán en ppm (mg/L) de fósforo. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras que tienen un rango esperado de 0,00 a 15,00 ppm (mg/L) de fósforo.

Especificaciones

No Especifica

Accesorios

REACTIVOS Y ESTÁNDARES

- **HI 706-25** Reactivos para 25 pruebas (Fósforo HR)
- **HI 706-11** Conjunto para verificación de calibración (0.0 y 7.5 ppm fósforo)

ACCESORIOS

- **HI 731318** Paño para limpieza de cubetas (4)
- **HI 731321** Cubetas de vidrio (4)
- **HI 731225** Tapas para cubetas(4)
- **HI 93703-50** Solución limpiadora de cubetas, 230 ml

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

Los **HI 706-25** son reactivos de alta calidad que se miden previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones rápidas y precisas con su Checker® HC de Fósforo de Alto Rango. Estos reactivos siguen el método de aminoácidos en el que la reacción entre el fósforo y los reactivos provoca un tinte azul en la muestra. Simplemente agregando 10 gotas del primer reactivo a la muestra, seguido del paquete del juego de reactivos **HI 706-25**, la reacción tendrá lugar y el **HI 706** determinará la concentración a partir del color que se produce. Los resultados se mostrarán en ppm (mg/L) de fósforo. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras que tienen un rango esperado de 0,00 a 15,00 ppm (mg/L) de fósforo.

-Reactivos prefabricados para facilitar su uso

-Preparados con productos químicos de alta pureza

-Marcados con fecha de caducidad y número de lote para trazabilidad

Video

No Especifica