

## Electrodo ISE Cloruro media célula

HI 4007



### Descripción

El Electrodo ISE Cloruro media célula, estado sólido.

Recomendado para determinación de iones libres de cloruro en productos de alimentos emulsificados, bebidas, plantas, suelos y como un indicador para valoración.

### Especificaciones

<b>Parámetro</b>	Cloruro
<b>Tipo</b>	estado sólido; célula media
<b>Rango de medida</b>	1M a 5X 10 <sup>-5</sup> M 35000 a 1.8 mg/L (ppm)
<b>Rango óptimo pH</b>	2 a 11
<b>Rango de temperatura</b>	0 a 80°C
<b>Inclinación aproximada</b>	-57
<b>Cuerpo O.D.</b>	12 mm
<b>Longitud de inserción</b>	120 mm

---

<b>Material cuerpo</b>	epoxy
<b>Cable</b>	1 m coaxial
<b>Conexión</b>	BNC

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica